

心臓用超音波診断装置の調達 質問に対する回答

番号	ファイル番号、 該当頁、 該当項目	質問事項	回答
1	仕様書 仕様-2、仕様-3 【別紙1】【別紙2】	【別紙1】 銘柄1：GEヘルスケアジャパン株式会社と比較して、【別紙2】 銘柄2：株式会社フィリップス・ジャパンの構成内容では解析ソフトウェア等が多くなっております。 GE社に下記の同等機能が仕様書に記載されておりますが、【別紙2】は本仕様から除外してのご提案は可能でしょうか。 1. 3Dynamic HeartModel 1. 43D Auto MV 1. 5Cardiac 3D Quantification Q-App (3DQ) 1. 6AutoStrain LV：LV用全自動GLSツール 1. 7AutoStrain LA：LA用全自動GLSツール 1. 8AutoStrain RV：RV用全自動GLSツール 1. 9CV TrueVueバンドル（ColorおよびGlassを含む） 1. 10Automated 3D RV Quantification 1. 11CV Auto Measure 1. 13ロングライフバッテリーパッケージ	左記1. 3～1. 11の計測ツールにつきましては、GEヘルスケアジャパンの本体装置およびワークステーションには標準搭載となっております。このため仕様書には記載されておきませんが、各種計測機能を有しています。フィリップス・ジャパンの装置及びワークステーションでも同等機能の搭載が必要です。 1. 13につきましては、GEヘルスケアジャパンの装置では同等品が無いため、除外は可能です。
2	仕様書 仕様-2、仕様-3 【別紙1】【別紙2】	【別紙1】 銘柄1：GEヘルスケアジャパン株式会社の仕様にはワークステーションが含まれておらず、アップグレードのみの仕様となっております。 【別紙2】 銘柄2：株式会社フィリップス・ジャパンもワークステーション（PHILIPS Ultrasond Work Space）のアップグレードでご提案可能でしょうか。	当生理検査室にはフィリップス・ジャパンのワークステーションが導入されておきません。GEヘルスケアジャパンのワークステーションはすでに導入されているため、アップグレードとなっております。フィリップスの装置を導入する際にはワークステーションが必須となるため、アップグレードのみでは不十分となります。
3	仕様書 仕様-2、仕様-3 【別紙1】【別紙2】	【別紙1】 銘柄1：GEヘルスケアジャパン株式会社の仕様のM5Sc-D（セクタ型プローブ）は2D専用のセクタ型プローブですが、【別紙2】 銘柄2：株式会社フィリップス・ジャパンの構成内容のX5-1c マトリクスアレイトランスジューサは2D4D兼用のプローブになります。 GE社の同等仕様として【別紙2】 5-1c マトリクスアレイトランスジューサからS5-1セクタトランスジューサへ変更してご提案は可能でしょうか。	当検査室では、GEヘルスケアジャパンの4Vc-D7°プローブ（2D4D兼用）はすでに保有しております。M5Sc-D7°プローブは保有していないため、今回の仕様を含めています。フィリップス・ジャパンの装置でも低周波および高周波の2D4D兼用プローブは必須のため、S5-1プローブへの変更はできない状況です。