

仕 様 書

品 名	純水製造装置		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー名	型 式	数 量
	メルク	・純水製造装置 純水製造システム Milli-Q IX 7010 50Lタンク * 詳細は、別紙のとおり	1 式
○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。 ○ 撤去した現有品は、小児医療センター敷地内の別途指示する場所に移動すること。			
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 5階 病理検査室 】		
納 入 期 限	令和3年11月30日(火) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙】

銘柄:メルク

項目	品番	数量
・ 純水製造装置 Milli-Q IX 7010	ZIX7070T0	1 式
・ IX7010/15 START KIT	ZIX2START	1 式
・ 50Lタンク本体	TANKA050	1 式
・ タンク上部キット	TANKT0PA1	1 式
・ E-POD リモートディスプレイ	ZIQEP0D00	2 式
・ 精製ユニット用 5m接続ケーブル	ZFC0NN5SQ	1 式
・ Millipak	MPGP002A1	2 式
・ ハンスフリー採水用フットペダル	ZMQSFTSA1	1 式
・ DRAIN Pan 900*605*27mm	ZRJKDRPS1	1 式
・ 底上台 (W380*D380*H27mm)	ZRJKACS06	1 式
・ 圧力安定弁	ZD10GAB07	1 式
・ Milli-Q IX 7010-15 S.T.P	ZWMQ2IXET0	1 式
・ Milli-QIQ70XX/診断点検キット	ZFMKIQ70XX	1 式
・ EDIカバレッジ(純水製造量10-15L/h)	ZWEDIC0V2	1 式