

仕 様 書

品 名	電子天秤												
仕 様	<p>◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。</p> <p>【銘柄1】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">メーカー名</th> <th style="width: 40%;">型 式</th> <th style="width: 30%;">数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">サルトリウス・ジャパン</td> <td> プレミアム電子天びん キュービス・ツー ・Cubis II MCA224S-2S01-I 1台 最大秤量:220g、読取限度:0.1mg、イオナイザー/自動ドア付 ・YDP-20用熱転写ロール紙・インクボンセット(J1-L56006)/通信ケーブル(YCC-D09MF)/モーションセンサー(YHS02MS)/ACアダプター(6971989) 各1個 ・出荷時JCSS校正証明書 一式 </td> <td style="text-align: center;">1台</td> </tr> </tbody> </table> <p>【銘柄2】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">メーカー名</th> <th style="width: 40%;">型 式</th> <th style="width: 30%;">数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">オラー・トレド</td> <td> XSR天びん ・Excellence XSR天びん XSR204V 1台 最大秤量:220g、読取限度:0.1mg ・スタンド式イオナイザーキット/プリンターP-52RUE(普通紙)/エクステンデッドケア分析天秤XSR204V(フルメンテナンス一式/現地)/最小計量値テーブルXSR204V用 各1個 ・検査結果報告書及びOIML合否判定 一式 </td> <td style="text-align: center;">1台</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">○ 上記銘柄に限るものとし、他銘柄の提案は受付けない。</p> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。</p> <p>○ 仕様書に示す製品を納入すること。</p>	メーカー名	型 式	数 量	サルトリウス・ジャパン	プレミアム電子天びん キュービス・ツー ・Cubis II MCA224S-2S01-I 1台 最大秤量:220g、読取限度:0.1mg、イオナイザー/自動ドア付 ・YDP-20用熱転写ロール紙・インクボンセット(J1-L56006)/通信ケーブル(YCC-D09MF)/モーションセンサー(YHS02MS)/ACアダプター(6971989) 各1個 ・出荷時JCSS校正証明書 一式	1台	メーカー名	型 式	数 量	オラー・トレド	XSR天びん ・Excellence XSR天びん XSR204V 1台 最大秤量:220g、読取限度:0.1mg ・スタンド式イオナイザーキット/プリンターP-52RUE(普通紙)/エクステンデッドケア分析天秤XSR204V(フルメンテナンス一式/現地)/最小計量値テーブルXSR204V用 各1個 ・検査結果報告書及びOIML合否判定 一式	1台
	メーカー名	型 式	数 量										
	サルトリウス・ジャパン	プレミアム電子天びん キュービス・ツー ・Cubis II MCA224S-2S01-I 1台 最大秤量:220g、読取限度:0.1mg、イオナイザー/自動ドア付 ・YDP-20用熱転写ロール紙・インクボンセット(J1-L56006)/通信ケーブル(YCC-D09MF)/モーションセンサー(YHS02MS)/ACアダプター(6971989) 各1個 ・出荷時JCSS校正証明書 一式	1台										
	メーカー名	型 式	数 量										
オラー・トレド	XSR天びん ・Excellence XSR天びん XSR204V 1台 最大秤量:220g、読取限度:0.1mg ・スタンド式イオナイザーキット/プリンターP-52RUE(普通紙)/エクステンデッドケア分析天秤XSR204V(フルメンテナンス一式/現地)/最小計量値テーブルXSR204V用 各1個 ・検査結果報告書及びOIML合否判定 一式	1台											
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 1階 薬剤部無菌室 】												
納 入 期 限	令和4年12月23日(金) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。												
その他	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復すること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。												