

# 物 品 調 達 仕 様 書

| 品 名       | 超低温フリーザー  |    |  |       |     |    |     |  |    |
|-----------|---|----|--|-------|-----|----|-----|--|----|
| 仕 様       | <p>◎以下の銘柄を納品すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">メーカー名</th> <th style="width: 40%;">型 式</th> <th style="width: 30%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PHC</td> <td>           •超低温フリーザー 1台<br/>           •貯蔵ケース 4個<br/>           詳細は、【別紙1】のとおりとする。         </td> <td>1式</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。<br/>           ○ 仕様書に示す製品を納入すること。</p> |    |  | メーカー名 | 型 式 | 数量 | PHC | •超低温フリーザー 1台<br>•貯蔵ケース 4個<br>詳細は、【別紙1】のとおりとする。 | 1式 |
| メーカー名     | 型 式   | 数量 |  |       |     |    |     |  |    |
| PHC       | •超低温フリーザー 1台<br>•貯蔵ケース 4個<br>詳細は、【別紙1】のとおりとする。  | 1式 |  |       |     |    |     |  |    |
| 納 入 場 所   | 埼玉県北足立郡伊奈町小室780<br>埼玉県立がんセンター 指定場所 <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">【 2階 腫瘍診断・予防科<br/>フリーザー倉庫 】</div>   |    |  |       |     |    |     |  |    |
| 納 入 期 限   | 令和5年3月31日(金)<br>※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。   |    |  |       |     |    |     |  |    |
| 納 入 条 件 等 | 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、がんセンターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.9m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。<br>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。<br>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。<br>4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。<br>5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。<br>6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。<br>7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。<br>8 納品する物品は新品であること。<br>9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 |    |  |       |     |    |     |  |    |

【別紙1】

銘柄:PHC

| 項目                      | 品番                                     | 数量  |
|-------------------------|--|-----|
| ・超低温フリーザー               | MDF-DC500VX-PJ 575L W2100*D845*H1070mm | 1 台 |
| ・貯蔵ケース                  | MDF-500SC1-PJ                          | 4 個 |
| ・搬入設置費                  |  | 1 式 |
| ・温度センサー付替え作業費<br>【以下余白】 |  | 1 式 |