

仕様書

| 品名 | 薬用冷蔵ショーケース・保冷庫 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|--|-------|----|----|------------|---|-----|-------|----|----|-------------|--|-----|
| | ◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">メーカー名</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">型式</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">P H C 株式会社</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> 薬用冷蔵ショーケース ・ M P R - S 5 0 0 H - P J 薬用保冷庫 ・ M P R - 5 0 4 H - P J </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">1 式</td> </tr> </tbody> </table> 【銘柄2】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">メーカー名</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">型式</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">日本フリーザー株式会社</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> 薬用冷蔵ショーケース ・ N C - M E 5 0 R E C (電源AC100V15A) ※片側スライドラック、インバータ制御 薬用保冷庫 (バイオメディカルクーラー) ・ U K S - 5 4 1 0 D H C </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">1 式</td> </tr> </tbody> </table> | | | メーカー名 | 型式 | 数量 | P H C 株式会社 | 薬用冷蔵ショーケース ・ M P R - S 5 0 0 H - P J 薬用保冷庫 ・ M P R - 5 0 4 H - P J | 1 式 | メーカー名 | 型式 | 数量 | 日本フリーザー株式会社 | 薬用冷蔵ショーケース ・ N C - M E 5 0 R E C (電源AC100V15A) ※片側スライドラック、インバータ制御 薬用保冷庫 (バイオメディカルクーラー) ・ U K S - 5 4 1 0 D H C | 1 式 |
| メーカー名 | 型式 | 数量 | | | | | | | | | | | | | |
| P H C 株式会社 | 薬用冷蔵ショーケース ・ M P R - S 5 0 0 H - P J 薬用保冷庫 ・ M P R - 5 0 4 H - P J | 1 式 | | | | | | | | | | | | | |
| メーカー名 | 型式 | 数量 | | | | | | | | | | | | | |
| 日本フリーザー株式会社 | 薬用冷蔵ショーケース ・ N C - M E 5 0 R E C (電源AC100V15A) ※片側スライドラック、インバータ制御 薬用保冷庫 (バイオメディカルクーラー) ・ U K S - 5 4 1 0 D H C | 1 式 | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 上記銘柄に限るものとし、他銘柄の提案は受け付けない。 ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、既設品を院内の指定場所に移動の上、設置すること。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 納入所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 3階 血液検査室 】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 納期限 | 令和5年11月30日(木) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <ol style="list-style-type: none"> 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復すること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 | | | | | | | | | | | | | | |