

# 仕 様 書

品 名	ラット・マウス用非観血式血圧計								
仕 様	<p>◎以下の銘柄を納品すること。 【銘柄1】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>メーカー名</th><th>型 式</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>室町機械</td><td>           ローコスト・ポータブル型            ラット・マウス用非観血式血圧計            ・MK-1030            【内訳】            ①血圧計本体 MK-1030            ②簡易保温箱 PMB-1030            ③マウス用カフパルスセンサ            ④マウスホルダ（1個選択）            ⑤データ受信ソフト DCS-1030            （Windows対応）         </td><td>1式</td></tr> </tbody> </table> <p>○ 上記銘柄に限るものとし、他銘柄の提案は受付けない。</p> <p>○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。</p> <p>○ 仕様書に示す製品を納入すること。</p>			メーカー名	型 式	数量	室町機械	ローコスト・ポータブル型 ラット・マウス用非観血式血圧計 ・MK-1030 【内訳】 ①血圧計本体 MK-1030 ②簡易保温箱 PMB-1030 ③マウス用カフパルスセンサ ④マウスホルダ（1個選択） ⑤データ受信ソフト DCS-1030 （Windows対応）	1式
メーカー名	型 式	数量							
室町機械	ローコスト・ポータブル型 ラット・マウス用非観血式血圧計 ・MK-1030 【内訳】 ①血圧計本体 MK-1030 ②簡易保温箱 PMB-1030 ③マウス用カフパルスセンサ ④マウスホルダ（1個選択） ⑤データ受信ソフト DCS-1030 （Windows対応）	1式							
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所	【	3階 臨床研究室 】						
納 入 期 限	令和7年3月31日（月） ※ただし、具体的な納入（搬入）日時は、担当者と調整を行うものとする。								
その他	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復すること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。								